

Clovin Plus

Professional

Folyékony mosókoncentrátum

Általános termékleírás:

A Clovin Plus optikai fehérítő tartalommal rendelkező folyékony mosókoncentrátum.

A Clovin folyékony mosórendszer része, kiválóan távolítja el a makacs szennyeződéseket, és hatékonyan együttműködik az egyéb Clovin termékekkel (pl. Clovin Break, Clovin Pre, Septonit Forte, stb.)

Alkalmazás:

Adagolás 2 - 8 g/kg száraz ruha, vízkeménységtől függően
(flotta arány:1:5)

Előnyei:

- ◆ Ipari mosószer
- ◆ Vér- és gyümölcsfoltokra hatékony

Clovin Plus

Professional

Folyékony mosókoncentrátum

Technikai adatok:

Megjelenés: színtelen, olajszerű folyadék
Szag: termékre jellemző, kellemes
pH érték: 7,5 - 9 (10 g/l)

Veszélyes összetevők:

Polietilén-glikol-izotridecil-éter >30%; C12-C16 etoxilált alkohol 5-15%; nátrium-2-etilhexil.szulfát <5%; butilglikol <5%

Munkavédelem:

A termék alkalmazásánál és szállításánál a vegyszerek kezelésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat a biztonságtechnikai adatlapban leírtak szerint be kell tartani.

Veszélyességi jelzések:

Xi = irritatív

A különleges veszélyek jelzései:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

Biztonsági javaslatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem - / arcvédőt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Tárolás:

Száraz, hűvös helyen. Eredeti zárt csomagolásban 12 hónapig eltartható.

Eng.: OKBI: KBSZF-86-1/2012.

PentaClean Kft.
H-2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.
Tel.: 06 23 545 650 Fax: 06 23 370 094
E-mail: pentaclean@pentaclean.hu
www.pentaclean.hu